



NMR / MRI

Was ist NMR (Nuclear Magnetic Resonance)?

Darstellung: Dr. Th. Schneider
und Dr. M. Kläser, KIT




NMR / MRI


Darstellung: Dr. Th. Schneider
und Dr. M. Kläser, KIT

Auflösung $\longleftrightarrow$ **Frequenz** $\longleftrightarrow$ **Magnetfeld**


800 MHz NMR-Spektrum



400 MHz NMR-Spektrum



250 MHz NMR-Spektrum



Erhöhung der
Auflösung




Erhöhung der
magnetischen
Feldstärke

NMR-Kryostate

Cryostat

- Outer Vacuum Vessel (OVC)
- Radiation Shields
- Helium Tank



Superconducting Magnet


- Main Magnet
 - Field
 - Homogeneity
 - Drift
- Active Shielding
- Cryoshims
- Accessories (Switches, Sweep Coils, etc)

NMR-Kryostate





Abbildungen: P. Wikus, BRUKER
HEPTech 2015



Ziel:
homogenes
Magnetfeld





No Gaps
2nd order magnet
Field drops quadratically




Outer Gap
2nd order can be
cancelled




Inner and Outer Gap
2nd and 4th order can be
cancelled



Alle Spulen in Serie geschaltet
und **sl** Kurzschluss-Schalter




NMR-Kryostate



P. Wikus, BRUKER
HEPTech 2015


Arrangement für hohe Feldstärken und homogenes B-Feld im Zentralbereich

NMR-Kryostate




P. Wikus, BRUKER

**Erhöhung der möglichen Feldstärke
durch Absenken der Arbeitstemperatur
von 4,2 K auf 2 K**





NMR-Kryostate



LHe-Badkryostat mit unterkühltem 2 K – Bereich
(abpumpen über JT-Ventil und Unterkühlungs-Wärmeübertrager)

NMR-Kryostate



LHe-Badkryostat für NMR, Kühltechniken

NMR-Kryostate

Examples

World's First 1 GHz NMR Spectrometer





- Full high resolution NMR compatibility
- Persistent 23.5 T magnet
- Excellent stability – Drift < 2 Hz/hr
- UltraStabilized™ sub-cooling technology
- Standard bore size of 54 mm
- Enables unique 1 GHz NMR applications



P. Wikus, BRUKER

NMR-Aufnahmeelektronik



Non localized in vivo mouse head ^{13}C spectra acquired with the ^{13}C MRI CryoProbe (red) and a room temperature coil (blue)

Verbesserung Signal-/Rauschverhältnis mittels kryogen gekühlter Antennenspule und Vorverstärker
 (separater Kryostat und Kühlkreislauf; warme Bohrung f. Probe)

NMR / MRI

NMR (nuclear magnetic resonance, Kernspinresonanz)

Chemie, Standardmethode Strukturaufklärung

NMR-Kryostat

mit LN₂-Schildkühlung und
LHe-Badkühlung, NbTi / Nb₃Sn-
Spulen, kalter rauscharmer
Verstärker, sl Kurzschlusschalter
(Fa. Bruker)



MRI (magnetic resonance imaging, Kernresonanz-Tomographie)

klinische Systeme, räumliche Darstellung

Stand 2016: weltweit 50 000 Geräte installiert + 3400 neu pro Jahr

Umsätze: Apparatur 5,5 Mrd €/Jahr; Software 2 Mrd €/Jahr jährlich

Jahresumsatz SL (2011):

NMR + MRI: 4125 M€

Rest: 955 M€

MRI-Tomographen	1983	1997
installiert (Deutschl.)	15	800
Anschaffungspreis	3,5 MEUR	0,75 MEUR
LHe-Bedarf	0,4 l/h	0,07 l/h
LHe-Nachfüllturnus	28 Tage	700 Tage
Bildaufbau	20 min	1 min
Einkühlen	8 Tage, 2300 l LHe	Auslieferung und Montage im kalten Zustand !



MRI magnetic resonance imaging

MRI-Magnetkryostat

1,5 T – System


LHe-Badkryostat mit integriertem

Cryocooler f. Schildkühlung

(Fa. Oxford Ltd, GB)



P. Komarek, Hochstromanwendung der Supraleitung, 1995



Aufbau MRI-Magnetsystem



HS: Hauptspulen; AS: Spulen für aktive Feldabschirmung nach außen

KS: Feldkorrekturspulen; GS + HF: Gradienten- und Hochfrequenzspulen

SS₁: therm. Schild 20 K; SS₂: therm. Schild ca. 80 K



V: Hochvakuum; LHe: Flüssigheliumfüllstand

MRI magnetic resonance imaging



Darstellung:

M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018



Console

Patient
bed

Magnet

- power supply
- cooling system
- filling system

Gradients

- Coils
- Amplifiers


Whole body RF
resonator

- Adaptation unit

Surface coil

Electronics

- Cooling
- Computer



MRI magnetic resonance imaging

Führende Anbieter weltweit:

Costs: ca. 2 M€/unit

M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018



Reduce *claustrophobia*
with large bore and
shorter magnets



MRI magnetic resonance imaging

Darstellung:

M'hamed Lakrimi

Siemens Magnet Technology Oxford, UK


ICEC conference Sept. 2018

Highest Field point –
Not the middle of the magnet


The useful bit! –
this is only about 3% of
the field created by the magnet

Stray Field – 5 Gauß contour
Keep pacemakers watches, credit
cards away

Field	Radial	Axial
1.5 T	2.5 m	4.0 m
3 T	2.6 m	4.6 m



MRI magnetic resonance imaging



Installierte MRI-Systeme
 pro 1 Mio Einwohner

Abbildungen: M'hamed Lakrimi
 Siemens Magnet Technology Oxford, UK
 ICEC conference Sept. 2018

SIEMENS
 Healthineers



LHe-Kryostat mit NbTi-Spulen
 Cryocooler f. Schildkühlung



Lufttransport



MRI magnetic resonance imaging

Darstellung:

M'hamed Lakrimi

Siemens Magnet Technology Oxford, UK

ICEC conference Sept. 2018

28 % 0,2 ...1 T


55 % 1,5 T

17 % ≥ 3 T

- o Auflösung: 0,2 mm
- o statische Darstellungen
- o Darstellung Herzschlag, Blutströmung
- o Darstellung Hirnaktivität
- o ...

Weiterentwicklungen aktuell:

- B = 4 ... 7... 9 ... 11,75 T
- Magnetdesign
- Aufnahmetechnik
- Auswerteelektronik
- Auswertesoftware
- rauschreduzierte Bildgeneration



'Old' MRI scanner:

65K pixels

Exam time = 32 mins



Recent MRI scanner:

125K pixels

Exam time = 7 mins

MRI magnetic resonance imaging

Sonderformen

Abbildungen: M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018




strictly no
ferromagnetic
materials allowed !




Stromzuführungen

wichtig!




Stromzuführungen

Ansatz Wärmestrombilanz
Stromzuführung abgasgekühlt



P. Komarek, Hochstromanwendung
der Supraleitung, 1995



Temperaturverlauf entlang optimierter Stromzuführung

- RRR = 3
- - - RRR = 200

deutliche Überhitzung bei Überstrom

$dT/dx = 0$ am warmen Ende: optimale Auslegung,
weder Kühlung noch Heizung nötig